

## DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE LA CONTRACCIÓN TIPO "C"



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Dispositivo de Medición de la Contracción](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]Dispositivo de Medición de la Contracción tipo

"C"[/vc\_column\_text][vc\_column][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]Descripción del Producto:

- Dispositivo de medición de la contracción tipo "C"
- Dispositivo de medición de la contracción tipo "C" DIN 52450, EN 12808-4, EN 12617-4
- Para muestras de 40 x 40 x 160 mm.
- Manómetro de precisión, recorrido del puntero de 5 mm
- Graduaciones de 0.001 mm
- Incl. barra de referencia tipo C
- Peso: 4,3 kg.[/vc\_wp\_text][vc\_column][vc\_row]

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO