

DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE LA CONTRACCIÓN



SKU: N / A | **Categorías:** [Dispositivo de Medición de la Contracción](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dispositivo de Medición de la Contracción[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Descripción del Producto:

- Dispositivo de medición de la contracción
- Dispositivo de medición de la contracción Versión de pie para cilindros de concreto dia. 150 mm, Altura 300 ... 600 mm.
- Con manómetro digital, recorrido de 12,7 mm,
- Graduaciones de 0.001 mm (Sin barra de referencia)

[/vc_wp_text][vc_column][vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO