

DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE RETRACCIÓN TIPO B, MANÓMETRO DIGITAL



SKU: N / A | **Categorías:** [Dispositivo de Medición de la Contracción](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dispositivo de Medición de Retracción tipo B, Manómetro Digital[/vc_column_text][[/vc_column][[/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Descripción del Producto:

- Dispositivo de medición de retracción tipo B, manómetro digital
- Dispositivo de medición de contracción tipo B DIN 52450, EN 196-1, EN 12808-4, ASTM C490 para las siguientes muestras:
 - 25 x 25 x 285 mm ASTM C490
 - 40.1 x 40 x 160 mm EN 196-1
 - 10 x 40 x 160 mm EN 12808-4
- Con manómetro digital
- Recorrido de 12,7 mm, precisión de lectura de 0,001 mm.
- Dimensiones: (wxdxh) = 160 x 160 x 430 mm
- Peso: 5,0 kg.
- Importante: La barra de referencia no es incluido y debe ser ordenado como un accesorio

[/vc_wp_text][[/vc_column][[/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO