

## DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE RETRACCIÓN TIPO B, MANÓMETRO DIGITAL



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Dispositivo de Medición de la Contracción](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]Dispositivo de Medición de Retracción tipo B, Manómetro Digital[/vc\_column\_text][[/vc\_column][[/vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]

Descripción del Producto:

- Dispositivo de medición de retracción tipo B, manómetro digital
- Dispositivo de medición de contracción tipo B DIN 52450, EN 196-1, EN 12808-4, ASTM C490 para las siguientes muestras:
  - 25 x 25 x 285 mm ASTM C490
  - 40.1 x 40 x 160 mm EN 196-1
  - 10 x 40 x 160 mm EN 12808-4
- Con manómetro digital
- Recorrido de 12,7 mm, precisión de lectura de 0,001 mm.
- Dimensiones: (wxdxh) = 160 x 160 x 430 mm
- Peso: 5,0 kg.
- Importante: La barra de referencia no es incluido y debe ser ordenado como un accesorio

[/vc\_wp\_text][[/vc\_column][[/vc\_row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO