

DISPOSITIVO DE MUESTREO PARA CEMENTO A GRANEL



SKU: N / A | **Categorías:** [Muestreo](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Dispositivo de muestreo para cemento a granel

[/vc_column_text][/vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Descripción del producto:

- EN 196-7, ASTM C183
- Con asas
- Hecho de latón
- Con canal de vaciado.
- Volumen interior del tubo: 3 litros.
- Oscuro. 40 mm de diámetro, 1500 mm de longitud.
- Peso: 6 kg.

[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO