

## DISPOSITIVO DE PRUEBA LE CHATELIER



SKU: N / A | Categorías: [Consistencia de Volumen](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]

Dispositivo de Prueba Le Chatelier

[/vc\_column\_text][/vc\_column][vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]

Descripción del Producto:

- Dispositivo de Prueba Le Chatelier
- Incluyendo peso de prueba 300 g
- Oscuro. (wxdxh) = 220 x 80 x 250 mm
- Peso: 2,5 kg.

[/vc\_wp\_text][/vc\_column][/vc\_row]

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO