

DISPOSITIVO DE SUSPENSIÓN 100 MM



- Dispositivo de suspensión de 100 mm para el pesaje por debajo del suelo de la muestra marshall.

SKU: 20-1610 | **Categorías:** [Probadores Marshall](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Datos eléctricos	---
Dimensiones aproximadas	---
Peso aproximado	200 g
Estándares	---

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO