

DISRUPTOR CÉLULAR ULTRASÓNICO DE FLUJO CONTINUO - MARCA BELLTRONIC



Características:

1. Se pueden almacenar 50 grupos de datos del programa.
2. Control de temperatura de muestra.
3. Otra función: seguimiento automático de frecuencia, alarma de falla automática.

Nota: generador ultrasónico y auxiliar del reactor (transductor) 1: 1.

Parámetros técnicos:

Modelo	BellIntCelUltFij-II
Frecuencia (kHz)	20
Trituración capacidad (L)	2 (se puede personalizar)
Amplitud estándar poste (mm)	15
Consumo (W)	1200 (1600,1800, 2200 opcional)
Tamaño del paquete (W * D * h)	360*345*540mm (cámara acústica) 540*300*440mm (cuerpo principal)
G.w (kg)	30
Fuente de alimentación	Ac220v ± \$ number, 50/60Hz;&Plusmn;, 60Hz

SKU: N / A | Categorías: [Disruptor Ultrasónico de Células](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO