

DIVISOR DE MUESTRAS UNIVERSAL, TOTALMENTE CERRADO -H-4293



SKU: H-4293 | **Categorías:** [Agregados](#), [Divisor universal o cuarteador universal](#), [Divisores de muestra / cuarteadores](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Una versión totalmente cerrada del divisor universal H-4288. Las puertas con bisagras proporcionan acceso a la tolva y a las bandejas, al tiempo que mantienen el polvo al mínimo. A diferencia de otros diseños de divisores cerrados, el H-4293 está diseñado para que todas las operaciones de división se realicen en el divisor cerrado, incluido el vertido inicial de la bandeja de muestras. Las bandejas inferiores también están encerradas.

Capacidad de la tolva 1.0ft³ (28.3L)

Ancho de la barra del canal: 1 "(25 mm)

Cantidad de canales: 48

Pendiente del canal inclinado: 60 °

Dimensiones: 29 "x 19" x 39 "(737 x 483 x 991 mm)

Especificaciones:

Número de canales (aberturas)	Ancho del canal - pulgadas											
	Modelo	.125	.25	.375	.5	.75	1	1.5	2	3	4	6
H-4291	48	24	16	12	8	6	4	-	-	-	-	-
H-4290	-	48	-	24	16	12	8	6	4	-	-	-
H-4289	-	-	-	36	-	18	12	-	-	-	-	-
H-4288	-	-	-	48	-	24	16	12	8	6	4	-
H-4293	-	-	-	48	-	24	16	12	8	6	4	-

Tolva Capacidad in ³ / ft ³ (litros)	canaleta Anchura	cantidad	Pendiente	Dimensiones Largo , ancho , profundidad (mm)	Gilson #	Modelo	bandejas Repuestos
104 in ³ (1.7)	.125" (3mm)	48	60°	9.5 x 8.5 x 13.5 (214 x 216 x 343)	SP-3	H-4291	H-4291.1
.28 ft ³ (7.9)	.25" (6mm)	48	60°	15.5 x 12.5 x 17.5 (394 x 318 x 445)	SP-2.5	H-4290	H-4290.1
0.55 ft ³ (15.6)	.5" (13mm)	36	45°	22 x 14.5 x 20.5 (559 x 368 x 521)	SP-2	H-4289	H-4289.1
1.0 ft ³ (28.3)	.5" (13mm)	48	45°	29 x 19 x 39 (737 x 483 x 991)	SP-1	H-4288	H-4288.2
1.0 ft ³ (28.3)	.5" (13mm)	10 Fixed	60°	29 x 19 x 39 (737 x 483 x 991)	SP-1C	H-4288FC	H-4288.2
1.0 ft ³ (28.3)	1" (25mm)	48	60°	29 x 19 x 39 (737 x 483 x 991)	SP-10	H-4293	H-4288.2

[/tab]

[/tabgroup]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO