


## DOBLE TENAZA DE BURETA, PARA 2 BURETAS O TUBOS -H-8042



**SKU:** H-8042 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Tenazas de bureta](#), [Tenazas de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

tenaza de bureta. Doble, Redondo (para 2 buretas o tubos), Mandíbulas recubiertas de Plastisol, 3/8 "a 1-3 / 8" (10 a 35 mm) Abertura de mandíbula, 9-3 / 4 "(248 mm) de longitud

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO