

DURÓMETRO FENIX 200AR - INNOVATEST



SKU: 200AR | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FÉNIX 200ARKANSAS

ROCKWELL DURÓMETRO

Mecánica de calidad de larga vida útil, lecturas desde un indicador de precisión. La carga aplicada desde un sistema tradicional de peso muerto (200AR) o un exclusivo en su clase, sistema de ciclo cerrado de celda de carga, el 200ACL o el 200DCL.

El nuevo diseño del marco en C hecho de barras de acero macizas, (sin fundición) proporciona un 100% más de rigidez en comparación con los diseños tradicionales de fundición y asegura excelentes resultados de GR&R incluso después de años de operación. El sistema interno puede ser fácilmente reparado quitando las cubiertas laterales y superior, sin necesidad de poner la máquina al revés.



Aspectos destacados

escalas: Rockwell

carga de ensayo: 10kgf precarga, 60, 100, 150kgf carga principal

Sistema de aplicacion de carga: Manual, peso muerto, vía selector de carga

Indicador: Cumple o excede los requisitos de ASTM e ISO. Indicador dial ajustable con unidades de lectura de 0.5 HR Rockwell

carcasa inferior: ABS, protege el descubrimientometro contra objetos que se caen.

campo de pieza de trabajo: 260 mm (A) X 150 mm (P)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

[FENIX 200AR](#)

COTECNO