

DURÓMETRO PORTABLE TIEMPO 5104 - INNOVATEST



SKU: 5104 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TIEMPO 5104

durómetro portátil

REBOTE LEEB

El TIME 5104 proporciona capacidad de prueba de dureza en lugares de difícil acceso. Parte de la amplia gama de instrumentos portátiles de prueba de dureza TIME.



Aspectos destacados

Agilidad: Excelente portabilidad para hacer ensayos en cualquier lugar y en cualquier momento.

Usabilidad: Compensación automática de gravedad para ensayos desde cualquier ángulo.

La pantalla: Salida de datos USB con medición en tiempo real.

Salida: Salida de datos USB de medición en tiempo real

calibracion: Funcion de calibracion facil.

Impresora:Mini impresora disponible.

bateria: Fácil de reemplazar, baterías AA

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

[TIEMPO 5104](#)

COTECNO