

## DURÓMETRO PORTABLE TIEMPO 510D - INNOVATEST



**SKU:** 510D | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### TIEMPO 510D

durómetro portátil

#### REBOTE LEEB

TIME 510D proporciona la inspección portátil de dureza de casi cualquier objeto, piezas pulidas y superficies tratadas térmicamente. Las determinaciones de dureza se realizan utilizando el método de ensayo de rebote dinámico según Leeb.

El ensayo de dureza Leeb fue inventado en 1975 en Suiza y se ha convertido en uno de los métodos de ensayo portátiles más populares actualmente disponibles. Los fragmentos TIME Leeb se incorporan a la industria desde 1991 y pueden resultar como el actual estándar mundial para el ensayo de dureza portátil.



#### Aspectos destacados

**Agilidad:** Excelente portabilidad para hacer ensayos en cualquier lugar y en cualquier momento.

**Pantalla:** Pantalla OLED brillante.

**Salida:** Salida de datos de medición en tiempo real a una impresora inalámbrica Bluetooth o a una aplicación Android.

**Control:** El instrumento puede ser controlado a través de la aplicación Android.

**calibracion:** Funcion de calibracion facil.

**bateria:** Batería de litio recargable, con indicador de carga.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

[TIEMPO 510D](#)

COTECNO