

DURÓMETRO PORTABLE TIEMPO 510D - INNOVATEST



SKU: 510D | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TIEMPO 510D

durómetro portátil

REBOTE LEEB

TIME 510D proporciona la inspección portátil de dureza de casi cualquier objeto, piezas pulidas y superficies tratadas térmicamente. Las determinaciones de dureza se realizan utilizando el método de ensayo de rebote dinámico según Leeb.

El ensayo de dureza Leeb fue inventado en 1975 en Suiza y se ha convertido en uno de los métodos de ensayo portátiles más populares actualmente disponibles. Los fragmentos TIME Leeb se incorporan a la industria desde 1991 y pueden resultar como el actual estándar mundial para el ensayo de dureza portátil.



Aspectos destacados

Agilidad: Excelente portabilidad para hacer ensayos en cualquier lugar y en cualquier momento.

Pantalla: Pantalla OLED brillante.

Salida: Salida de datos de medición en tiempo real a una impresora inalámbrica Bluetooth o a una aplicación Android.

Control: El instrumento puede ser controlado a través de la aplicación Android.

calibracion: Funcion de calibracion facil.

bateria: Batería de litio recargable, con indicador de carga.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

[TIEMPO 510D](#)

COTECNO