

EATON LOFMEM S LMS-20-10-1S CARTUCHO DE FILTRO



SKU: N / A | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) | **Etiquetas:** [brand|Lenntech](#)

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EATON LOFMEM S LMS-20-10-1S CARTUCHO DE FILTRO

NÚMERO DE PIEZA: LMS-20-10-1S

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

Especificaciones

Marca	Eaton LOFMEM S
Modelo	LMS 20 10 1S
Tamaño de poro μ	10

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	20.0
Longitud en cm	50.8
Cantidad por caja	12 piezas



[Descargar hoja de datos](#)

[COMPRAR AHORA](#)

[Solicitud de presupuesto](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

url_fab <https://www.lenntech.com/products/Eaton-LOFMEM-S/LMS-20-10-1S/LMS-20-10-1S-Filter-Cartridge/index.html>

brand Lenntech

COTECNO