

ECO-260 LAB | BOMBA DE VACÍO DE PISTÓN SIN ACEITE



SKU: ECO-260 LAB | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

	No. de pistones	1
Tasa de flujo		26 LPM
Vacío máximo		695mmHg/27,3"Hg
Presión máxima		6,32 bar/90 psi
RPM		3400
Corriente		1,5 amp-127v/0,7 amp-220v
Potencia del motor		135W
Peso		2,75Kg
Dimensiones máximas en mm		CxLxA (162x159x205)
Variaciones eléctricas		220v/50Hz 220v/60Hz 127v/60Hz Bivoltaje
IP-20		
Alta resistencia química		Opcional

- Rendimiento a 60 Hz a nivel del mar

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO