

## ECO-370 LAB / BC | BOMBA DE VACÍO Y COMPRESOR DE PISTÓN SIN ACEITE



**SKU:** ECO-370 LAB / BC | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Número de pistones	1
Tasa de flujo	37 LPM
Vacío máximo	673 mmHg / 26,5 "Hg
Presión máxima	5.5 bares / 75 psi
RPM	3400
Corriente	1,5 amperios-127v / 0,7 amperios-220v
Poder absorbido	135W
Peso	3,15Kg
Dimensiones máximas en (mm)	LxAnxAI (185x190x205)
Variaciones eléctricas	220 V / 50 Hz
	220 V / 60 Hz
	127 v / 60 Hz
IP-20	Bivoltaje
Alta Resistencia Química	Opcional

- Rendimiento AC 60Hz a nivel del mar

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO