

ECO-740 LAB | BOMBA DE VACÍO DE PISTÓN SIN ACEITE



- Rendimiento a 60 Hz a nivel del mar

SKU: ECO-740 LAB | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características Técnicas

	Nº de pistones	2
Tasa de flujo		24 LPM
Vacío máximo		740 mmHg/29,1" Hg
RPM		1750
Potencia de motor		85W - Protección térmica
Peso		4,15 Kg
Dimensiones máximas en mm		CxLxA (255x196x198)
Variaciones eléctricas		220v/50Hz 220v/60Hz 127v/60Hz
IP-20		
Alta resistencia química		Opcional

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO