

ECO - 780 LAB | BOMBA DE VACÍO DE PISTÓN SIN ACEITE



- Rendimiento a 60 Hz a nivel del mar

SKU: ECO - 780 LAB | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características Técnicas

	Nº de pistones	2
Tasa de flujo		78 LPM
Vacío máximo		648 mmHg/25,5" Hg
RPM		3450
Fuerza de motor		100W - Protección térmica
Peso		5,05Kg
Dimensiones máximas en mm		CxLxA (275x196x198)
Variaciones eléctricas		220v/50Hz 220v/60Hz 127v/60Hz
IP-20		
Alta resistencia química		Opcional

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO