

ELECTRODO DE CONDUCTIVIDAD - SERIE 02



- El electrodo de conductividad de la serie 02 es un electrodo de laboratorio de uso general que ofrece un rendimiento de sensor de platino asequible para muchas aplicaciones de agua.
- **Características:**
- Estructura de epoxi con un diámetro estándar de 12 mm y una longitud de 120 mm
- Diseño de sensor de placa de platino / vidrio de 2 celdas
- Constantes de celda para cubrir todos los rangos populares ($K = 0.1, 1.0$ o 10)
- Adecuado para todas las aplicaciones avanzadas o de uso general

SKU: BellEleConSer-02 | **Categorías:** [Conductividad/TDS](#), [Laboratorio / Campo](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO