

ELECTRODO DE CONDUCTIVIDAD - SERIE 25



- El electrodo de conductividad de la serie 25 es un electrodo de uso general, de laboratorio o de campo que ofrece un rendimiento de sensor de grafito asequible para muchas aplicaciones de agua.
- **Características:**
- Una carcasa de ABS asequible con un diámetro estándar de 12 mm y una longitud de 120 mm. Sensor de temperatura integrado para compensación automática de temperatura (ATC).
- Diseño de sensor de placa de grafito de 2 celdas
- Constantes de celda para cubrir todos los rangos populares ($K = 0.1, 1.0$)
- Adecuado para todas las aplicaciones de uso general o avanzadas en las que se acepta una carcasa de ABS

SKU: BellEleConSer-25 | **Categorías:** [Conductividad/TDS](#), [Laboratorio / Campo](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO