

ELECTRODO DE CUATRO RUEDAS -HC-2873.4



SKU: HC-2873.4 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Electrodo de cuatro ruedas de corrosión, con mango telescópico, codificador, cables, piezas de repuesto, juego de herramientas, sulfato de cobre (250 g), ácido cítrico (250 g), maletín de transporte

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO