

## ELECTRODO DE PH - SERIE 59



- El electrodo de pH de la serie 59 es un electrodo de laboratorio de primera calidad que ofrece un rendimiento excelente para muchas aplicaciones de agua. Con su referencia de tipo funda recargable, el usuario puede controlar cuándo y cómo se descarga o actualiza la referencia.
- **Características:**
- Estructura de vidrio con un diámetro estándar de 12 mm y una longitud de 120 mm. Protector extraíble para protección del sensor.
- La referencia recargable y desechable solo está disponible como unión doble
- Unión tipo manguito para un mejor control y rendimiento
- Adecuado para todas las aplicaciones avanzadas y de uso general

**SKU:** BellElePHSer-59 | **Categorías:** [Laboratorio / Campo](#), [pH](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO