

ELECTRODO ORP - SERIE 14



- El electrodo ORP de la serie 14 es un electrodo de laboratorio de uso general que ofrece un rendimiento asequible y duradero para muchas aplicaciones de agua.
- **Características:**
- Estructura de vidrio con un diámetro estándar de 12 mm y una longitud de 120 mm
- Referencia recargable disponible como unión simple o doble
- Unión cerámica anular para un gran rendimiento
- Adecuado para todas las aplicaciones avanzadas y de uso general

SKU: BellEleORPSer-14 | **Categorías:** [Laboratorio / Campo](#), [ORP](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO