

ELECTRODO ORP - SERIE 58



- El electrodo ORP de la serie 58 es un electrodo de campo o de laboratorio de primera calidad que ofrece un rendimiento excelente para muchas aplicaciones de agua. Con su referencia de tipo funda recargable, el usuario puede controlar cuándo y cómo se descarga o actualiza la referencia
- **Características:**
- Estructura de epoxi con un diámetro estándar de 12 mm y una longitud de 120 mm. Protector extraíble para protección del sensor
- Referencia recargable y desechable disponible solo como unión doble
- Unión tipo manguito para un mejor control y rendimiento
- Adecuado para todas las aplicaciones avanzadas y de uso general

SKU: BellEleORPSer-58 | **Categorías:** [Laboratorio / Campo](#), [ORP](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO