

## ELECTRODO SELECTIVO DE IONES DE BROMURO (ISE) SERIES-12



- El electrodo selectivo de iones de cadmio (ISE) de la serie 12 es un electrodo de laboratorio o de campo de primera calidad que ofrece un excelente rendimiento y longevidad en muchas aplicaciones de agua.

- **Especificaciones:**

- Tipo de sensor: estado sólido
- Rango: 0.2-79.900 ppm
- Rango de pH de muestra: 4-10
- Inclinación:  $57 \pm 3$  mV / década
- Interferencias: I<sup>-</sup>, Cl<sup>-</sup>, S<sub>2</sub><sup>-</sup>, CN<sup>-</sup>, NH<sub>3</sub>

**SKU:** BellEleSellonBro-12 | **Categorías:** [Electrodos selectivos de iones](#), [Laboratorio / Campo](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características:

- Referencia recargable, módulos de sensor reemplazables y estándar de 12 mm de diámetro y 120 mm de longitud
- La referencia recargable de doble unión le da al electrodo más longevidad que los diseños de referencia sellados.
- Los módulos de sensor reemplazables le permiten reemplazar periódicamente el sensor, en lugar de todo el electrodo
- Adecuado para todo uso general o aplicaciones más avanzadas.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO