

## ELECTRODO SELECTIVO DE IONES DE CADMIO (ISE) SERIES-12



- El electrodo selectivo de iones de cadmio (ISE) de la serie 12 es un electrodo de laboratorio o de campo de primera calidad que ofrece un excelente rendimiento y longevidad en muchas aplicaciones de agua.
- **Especificaciones:**
- Rango: 0.01-11.200 ppm
- Rango de pH de la muestra: 2-8
- Pendiente:  $26 \pm 3$  mV / década
- Interferencias:  $\text{Hg}^{2+}$ ,  $\text{Ag}^{+}$ ,  $\text{Cu}^{2+}$  deben estar ausentes. Los altos niveles de  $\text{Pb}^{2+}$ ,  $\text{Fe}^{2+}$  interfieren

**SKU:** BellEleSellonCab-12 | **Categorías:** [Electrodos selectivos de iones](#), [Laboratorio / Campo](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características

- Referencia recargable, módulos de sensor reemplazables y estándar de 12 mm de diámetro y 120 mm de longitud
- La referencia recargable de doble unión le da al electrodo más longevidad que los diseños de referencia sellados.
- Los módulos de sensor reemplazables le permiten reemplazar periódicamente el sensor, en lugar de todo el electrodo
- Adecuado para todo uso general o aplicaciones más avanzadas

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO