

ELECTRODO SELECTIVO DE IONES DE CIANURO (ISE) SERIES-03



- El electrodo selectivo de iones de cianuro (ISE) de la serie 03 es un electrodo de laboratorio de uso general que ofrece un rendimiento de análisis de cianuro recargable y asequible para muchas aplicaciones de agua.
- **Especificaciones**
- Tipo de sensor: estado sólido (cristal LaF)
- Rango: 0,2-260 ppm
- Rango de pH de la muestra: 10-14
- Pendiente: 57 ± 2 mV / década
- Interferencias: I-, Br-, Cl-, S²⁻ deben estar ausentes

SKU: BellEleSellonCin-03 | **Categorías:** [Electrodos selectivos de iones](#), [Laboratorio / Campo](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Referencia rellenable y desechable con un diámetro estándar de 12 mm y una longitud de 120 mm
- La referencia de doble unión desechable le da al analista un mayor control de la unión y la tasa de fuga de electrolitos. ¡Simplemente presione la tapa y la unión se enjuaga / refresca!
- Sensor de estado sólido fijo
- Adecuado para todo uso general o aplicaciones más avanzadas.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO