

ELECTRODO SELECTIVO DE IONES DE CLORURO (ISE) SERIES-03



- El electrodo selectivo de iones de cloruro (ISE) de la serie 03 es un electrodo de laboratorio de uso general que ofrece un rendimiento de análisis de cloruro recargable y asequible para muchas aplicaciones de agua.
- **Especificaciones:**
- Rango: 1.8-35.500 ppm
- Rango de pH de la muestra: 2-12
- Pendiente: 56 ± 3 mV / década
- Interferencias: CN⁻, Br⁻, I⁻, OH⁻, S²⁻ debe estar ausente, NH₃

SKU: BellEleSellonClo-03 | **Categorías:** [Electrodos selectivos de iones](#), [Laboratorio / Campo](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Referencia rellenable y desechable con un diámetro estándar de 12 mm y una longitud de 120 mm
- La referencia de doble unión desechable le da al analista un mayor control de la unión y la tasa de fuga de electrolitos. ¡Simplemente presioné la tapa y la unión se enjuaga / refresca!
- Sensor de estado sólido fijo
- Adecuado para todo uso general o aplicaciones más avanzadas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO