

## ELECTRODO SELECTIVO DE IONES DE CLORURO (ISE) SERIES-44



- El electrodo selectivo de iones de cloruro (ISE) de la serie 44 es un electrodo de uso general, de laboratorio o de campo que ofrece un rendimiento de análisis de cloruro recargable y asequible para muchas aplicaciones de agua.
- **Especificaciones:**
  - Rango: 1.8-35.500 ppm
  - Rango de pH de la muestra: 2-12
  - Pendiente:  $56 \pm 3$  mV / década
  - Interferencias: CN<sup>-</sup>, Br<sup>-</sup>, I<sup>-</sup>, OH<sup>-</sup>, S<sup>2-</sup> debe estar ausente, NH<sub>3</sub>

**SKU:** BellEleSellonClo-44 | **Categorías:** [Electrodos selectivos de iones](#), [Laboratorio / Campo](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características

- Recargable y estándar de 12 mm de diámetro y 120 mm de longitud.
- La referencia recargable de doble unión le da al electrodo más longevidad que los diseños de referencia sellados.
- Sensor de estado sólido fijo
- Adecuado para todo uso general o aplicaciones más avanzadas.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO