

## ELECTRODO SELECTIVO DE IONES DE FLUORURO (ISE) SERIES-12



- El electrodo selectivo de iones de fluoruro (ISE) de la serie 12 es un electrodo de laboratorio o de campo de primera calidad que ofrece un excelente rendimiento y longevidad en muchas aplicaciones de agua.
- **Especificaciones:**
- Tipo de sensor: estado sólido (cristal LaF)
- Rango: 0.02 a saturado
- Rango de pH de la muestra: 5-8
- Pendiente:  $57 \pm 2$  mV / década
- Interferencias: OH-

**SKU:** BellEleSellonFlu-12 | **Categorías:** [Electrodos selectivos de iones](#), [Laboratorio / Campo](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características:

- Referencia recargable, módulos de sensor reemplazables y estándar de 12 mm de diámetro y 120 mm de longitud
- La referencia recargable de doble unión le da al electrodo más longevidad que los diseños de referencia sellados.
- Los módulos de sensor reemplazables le permiten reemplazar periódicamente el sensor, en lugar de todo el electrodo
- Adecuado para todo uso general o aplicaciones más avanzadas.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO