

ELECTRODO SELECTIVO DE IONES DE FLUORURO (ISE) SERIES-44



- El Electrodo Selectivo de Iones de Fluoruro Serie 44 (ISE) es un electrodo para uso general, en laboratorio o de campo; que ofrece de forma asequible un buen rendimiento (recargable) en el análisis de fluoruro para muchas aplicaciones de agua.
- **Especificaciones:**
 - Tipo de sensor: estado sólido (cristal LaF)
 - Rango: 0.02 a saturado
 - Rango de pH de la muestra: 5-8
 - Pendiente: 57 ± 2 mV / década
 - Interferencias: OH-

SKU: BellEleSellonFlu-44 | **Categorías:** [Electrodos selectivos de iones](#), [Laboratorio / Campo](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características:

- Recargable y estándar de 12 mm de diámetro y 120 mm de longitud
- La conexión rellenable de doble unión, le da al electrodo más longevidad respecto a los diseños sellados
- Tiene sensor de estado sólido fijo
- Es adecuado para aplicaciones generales o más avanzadas

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO