

## ELECTRODO SELECTIVO DE IONES DE YODO (ISE) SERIES-43



El Electrodo Selectivo de Iones de Yodo de la Serie 43 (ISE) es un electrodo para uso general, en laboratorio o campo, el cual ofrece de forma asequible un rendimiento de bajo mantenimiento en el análisis de yodo para muchas aplicaciones de agua.

### Especificaciones:

- Tipo de sensor: estado sólido
- Rango: 0.0064-127,000 ppm
- Rango de pH de muestra: 0-14
- Pendiente:  $57 \pm 3$  mV / década
- Interferencias: CN<sup>-</sup>, S<sub>2</sub>O<sub>3</sub><sup>2-</sup>, Cl<sup>-</sup>, S<sub>2</sub><sup>-</sup>, NH<sub>3</sub>

### Características:

- Estructura estándar a base de plástico ABS con 12 mm de diámetro y 120 mm de longitud
- Conexión de doble unión sellada y rellena de gel
- Tiene sensor de estado sólido fijo
- Es adecuado para todas las aplicaciones de uso general

**SKU:** BellEleSellonYod-43 | **Categorías:** [Electrodos selectivos de iones](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO