

## ELECTRODO SELECTIVO DE IONES DE YODO (ISE) SERIES-44



El Electrodo Selectivo de Iones de Yodo Serie 44 (ISE) es un electrodo para uso general, en laboratorio o de campo; que ofrece de forma asequible un buen rendimiento (recargable) en el análisis de yodo para muchas aplicaciones de agua.

### Especificaciones:

- Tipo de sensor: estado sólido
- Rango: 0.0064-127,000 ppm
- Rango de pH de muestra: 0-14
- Pendiente:  $57 \pm 3$  mV / década
- Interferencias: CN<sup>-</sup>, S<sub>2</sub>O<sub>3</sub><sup>2-</sup>, Cl<sup>-</sup>, S<sub>2</sub><sup>-</sup>, NH<sub>3</sub>

### Características:

- Recargable y estándar de 12 mm de diámetro y 120 mm de longitud
- La conexión rellenable de doble unión, le da al electrodo más longevidad respecto a los diseños sellados
- Tiene sensor de estado sólido fijo
- Es adecuado para aplicaciones generales o más avanzadas

**SKU:** BellEleSellonYod-44 | **Categorías:** [Electrodos selectivos de iones](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO