

ELECTRODOS DE PH SERIE - 4C



- El electrodo semimicro de la serie 4C es un electrodo de laboratorio de uso general que ofrece un gran rendimiento en aplicaciones especializadas que necesitan una carcasa de cuerpo de diámetro pequeño (6 mm). Con su longitud superior a la estándar (180 mm), también es versátil para tubos profundos, vasos de precipitados u otros requisitos de muestreo.
- **Características:**
 - Estructura de vidrio con 6 mm de diámetro y 180 mm de longitud.
 - Referencia recargable disponible como unión simple o doble
 - Unión de cerámica anular para un rendimiento superior
 - Adecuado para aplicaciones especializadas o de propósito general

SKU: BellElePH-4C | **Categorías:** [Laboratorio / Campo](#), [pH](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO