

## ELECTRODOS PARA INSERCIONES DE HOT TAP - SERIE 52



- Los electrodos de la serie 52 están diseñados para adaptarse a las inserciones Hot Tap de la serie 52S. Están hechos de material Kynar duradero y están disponibles en una variedad de parámetros.
- **Características:**
- Diseñado para usar con la inserción de hot tap de la serie 52S
- Disponible para: pH, ORP, conductividad, oxígeno disuelto, temperatura u otras tecnologías de sensor personalizadas
- Kynar® duradero: material de la carcasa del cuerpo de PVDF (fluoruro de polivinilideno)
- Personalizada para ajuste en caliente
- Personalice la longitud del cable para adaptarse a su aplicación
- Asequible y conveniente: no se necesitan herramientas para instalar o quitar

**SKU:** BellEleInsAguC-52 | **Categorías:** [Conductividad/TDS](#), [ORP](#), [Oxígeno disuelto](#), [pH](#), [Proceso / Industrial](#), [Temperatura](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO