

ELECTROFORESIS HORIZONTAL BELL-ELECHORIZ-900



SKU: B-01-29-0204-1000 | **Categorías:** [Electroforesis](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Código SKU	Tamaño del gel (ancho x largo)	Volumen de la muestra	Volumen de búfer	Dimensión (L*W*H)	peso neto
Bell-ElecHoriz-900	B-01-29-0204-1000	140*140mm; 140*70mm; 70*70mm	1,2,3,6,14,8,17,13,29	~900ml	390*187*63 (mm)	2,0 (kilogramos)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO