


## ELECTROFORESIS HORIZONTAL BELL-ELECTROHORIZ-400ML



**SKU:** B-01-29-0204-0100 | **Categorías:** [Electroforesis](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El abundante tampón no sólo garantiza el efecto de enfriamiento, sino que también mantiene estable el valor del pH durante todo el proceso del experimento.

Los electrodos desplegados facilitan y agilizan la reparación y sustitución.

Con el diseño de color de fondo de la muestra en la bandeja, conveniente para añadir la muestra.

La tapa superior transparente evita eficazmente que el líquido de la cubeta se volatilice y evita fugas de electricidad.

Apagado automático al retirar la tapa

### Especificaciones:

Modelo	Código SKU	Tamaño del gel (ancho*largo)	Volumen de la muestra	Volumen de tampón	Dimensiones (L*A*A)	Peso Neto
Bell-ElectroHoriz-400ml	B-01-29-0204-0100	78*100mm	10, 15	~400ml	365*105*55mm	0.6kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO