

ELIMINADOR ELECTROSTÁTICO



SKU: 9301 | **Categorías:** [control ambiental](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ELIMINADOR ELECTROSTÁTICO

Diseñado para eliminar eficazmente la carga electrostática en el área de la mesa de laboratorio, el eliminador electrostático es un ionizador eficiente que es capaz de neutralizar la estática en un área amplia, al tiempo que proporciona un entorno de trabajo cómodo para los analistas.

- Excelente cobertura en una amplia superficie (2 m x 0,6 m)
- Descarga electrostática rápida
- Unidad compacta de sobremesa

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO