

**EMBUDO, 125 MM, ÁNGULO 60°**



**SKU:** PG-8 31023400 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [ángulo](#), [Embudo](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### EMBUDO, 125 MM, ÁNGULO 60°

Descripción: Embudo

Volumen y graduación: 125 mm.

Característica: ángulo de 60°

Norma: ISO 4798.

Materiales: vidrio de borosilicato.

Tamaño: 125

[Source link](#)

[Various Laboratory Products](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Various Laboratory Products

COTECNO