

EMBUDO, 150 MM, ÁNGULO 60°



SKU: PG-8 31031400 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [ángulo](#), [Embudo](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EMBUDO, 150 MM, ÁNGULO 60°

Descripción: Embudo

Volumen y graduación: 150 mm.

Característica: ángulo de 60°

Norma: ISO 4798.

Materiales: vidrio de borosilicato.

Tamaño: 150

[Source link](#)

[Various Laboratory Products](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Various Laboratory Products

COTECNO