

**EMBUDO, 45 MM, ÁNGULO 60°**



**SKU:** PG-8 31005400 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [ángulo](#), [Embudo](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### EMBUDO, 45 MM, ÁNGULO 60°

Descripción: Embudo

Volumen y graduación: 45 mm.

Característica: ángulo de 60°

Materiales: vidrio de borosilicato.

Talla: 45

[Source link](#)

[Various Laboratory Products](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Various Laboratory Products

COTECNO