

EMBUDO, 85 MM, ÁNGULO 60°



SKU: PG-8 31018400 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [ángulo](#), [Embudo](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EMBUDO, 85 MM, ÁNGULO 60°

Descripción: Embudo

Volumen y graduación: 85 mm

Característica: ángulo de 60°

Materiales: vidrio de borosilicato.

Tamaño: 85

[Source link](#)

[Various Laboratory Products](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Various Laboratory Products

COTECNO