

## EMBUDO BUCHNER, PORCELANA, CAPACIDAD 1150ML, TAMAÑO DE PAPEL 150 MM



[vc\_row][vc\_column][vc\_tta\_tabs][vc\_tta\_section title="Detalles" tab\_id="1574020700684-33c058c3-e864"][vc\_column\_text]

Embudo Buchner, Porcelana, Capacidad 1150ML, Tamaño de papel 150 mm

[/vc\_column\_text][vc\_tta\_section][vc\_tta\_section title="Aplicación / Especificación" tab\_id="1574020700762-e934b27c-46d3"][vc\_wp\_text]

### Aplicaciones de portafiltros de extracción botánica

- Filtración en frío para eliminar lípidos o ceras.
- Aclaración o eliminación de restos vegetales.
- Eliminación de bacterias mediante filtros de membrana de 0,2 micras ( solo soportes de vidrio de 90 mm )
- Procesamiento por lotes con múltiples
- Lavado de etanol

### Especificaciones del soporte del filtro de extracción botánica

Tipo de soporte de filtro	90 mm
Vidrio con Frita de Vidrio	KG 90
Vidrio con soporte SS	KGS 90
Vidrio con soporte de PTFE	-

### Especificaciones de filtro

Membrana Dia.	90 mm
Área de filtración	43,2 cm 2

**Especificaciones de filtro**

Tamaño de prefiltro

70 mm

**Actuación del titular 1**

	Apoyo	Embudo	Tapón 2
KG 90	Vidrio sinterizado	1,2 kg (2,82 libras)	# 8 tapón
KGS 90	Pantalla SS	1,2 kg (2,82 libras)	# 8 tapón

**\* Notas:**

1 Alimentación: vidrio de borosilicato; Tapón: caucho de silicona; Abrazadera: el tapón de aluminio anodizado  
2 # 8 (# 8B) se adapta a matraz de 1 L o colector estándar

[/vc\_wp\_text][/vc\_tta\_section][/vc\_tta\_tabs][/vc\_column][/vc\_row]

**SKU:** 1510027 | **Categorías:** [Aplicaciones Especiales](#), [Sterlitech](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **SKU:** 1510027
- **Área de filtro:** 150 mm
- **Apoyo:** Porcelana
- **Tamaño del embudo:** 1150 ml

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO