

EMBUDO DE MARSH, VASO DE MEDICIÓN DE 1 LITRO—HC-2843A



SKU: *HC-2843A | **Categorías:** [Cemento](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Flujo de barro y densidad](#), [Humboldt](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Taza de medición de plástico de 1 litro utilizada para recoger la muestra del embudo de marsh.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO