

EMBUDO DE PANTANO



SKU: N / A | Categorías: [Instrumentación de Medición](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción del Producto:

- Embudo de pantano EN 445 para la determinación del flujo.
- Propiedades del mortero, diametro de boquillas intercambibles. 8, 9, 10 y 11 mm.
- Superficies químicamente niqueladas con trípode
- Peso: 4.9 kg

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO