

**EMBUDO DE PORCELANA BUCHNER, CON DISCO FILTRANTE PERFORADO,  
ESMALTADO BELLPORC-BEMBUDODFG-200**



**SKU:** B-01-21-0503-0005 | **Categorías:** [Porcelana y cerámica](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Embudo de Porcelana Buchner BellVid-BEmbudoDFPG-200

Código SKU: B-01-21-1006-0000.

Modelo	Código Sku	Volumen (ml)	Diámetro Interno (mm)	Diámetro Exterior del vástago (mm)	Altura (mm)	Hoyos
BellPorc-BEmbudoDFPG-10	B-01-21-0503-0000 10	20	8	40	19	19
BellPorc-BEmbudoDFPG-20	B-01-21-0503-0001 20	30	10	60	19	19
BellPorc-BEmbudoDFPG-30	B-01-21-0503-0002 30	40	12	70	19	19
BellPorc-BEmbudoDFPG-50	B-01-21-0503-0003 50	50	14	95	19	19
BellPorc-BEmbudoDFPG-100	B-01-21-0503-0013 100	60	18	102	25	25
BellPorc-BEmbudoDFPG-120	B-01-21-0503-0004 120	70	20	120	37	37
BellPorc-BEmbudoDFPG-200	B-01-21-0503-0005 200	90	24	140	61	61
BellPorc-BEmbudoDFPG-400	B-01-21-0503-0006 400	110	28	170	91	91
BellPorc-BEmbudoDFPG-600	B-01-21-0503-0007 600	125	32	190	127	127
BellPorc-BEmbudoDFPG-1000	B-01-21-0503-0008 1000	150	38	210	127	127
BellPorc-BEmbudoDFPG-1300	B-01-21-0503-0009 1300	180	46	240	169	169
BellPorc-BEmbudoDFPG-1500	B-01-21-0503-0010 1500	200	50	260	169	169
BellPorc-BEmbudoDFPG-5000	B-01-21-0503-0011 5000	250	56	300	217	217
BellPorc-BEmbudoDFPG-6500	B-01-21-0503-0012 6500	300	68	350	271	271

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO