

**EMBUDO DE PORCELANA BUCHNER, CON DISCO FILTRANTE PERFORADO,
ESMALTADO - 1000ML**



SKU: B-01-21-0503-0008 | **Categorías:** [Porcelana y cerámica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Embudo de Porcelana Buchner BellVid-BEmbudoDFPG-200

Código SKU: B-01-21-1006-0000.

| Modelo | Código Sku | Volumen (ml) | Diámetro Interno (mm) | Diámetro Exterior del vástago (mm) | Altura (mm) | Hoyos |
|---------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------|
| BellPorc-BEmbudoDFPG-10 | B-01-21-0503-0000 10 | 20 | 8 | 40 | 19 | 19 |
| BellPorc-BEmbudoDFPG-20 | B-01-21-0503-0001 20 | 30 | 10 | 60 | 19 | 19 |
| BellPorc-BEmbudoDFPG-30 | B-01-21-0503-0002 30 | 40 | 12 | 70 | 19 | 19 |
| BellPorc-BEmbudoDFPG-50 | B-01-21-0503-0003 50 | 50 | 14 | 95 | 19 | 19 |
| BellPorc-BEmbudoDFPG-100 | B-01-21-0503-0013 100 | 60 | 18 | 102 | 25 | 25 |
| BellPorc-BEmbudoDFPG-120 | B-01-21-0503-0004 120 | 70 | 20 | 120 | 37 | 37 |
| BellPorc-BEmbudoDFPG-200 | B-01-21-0503-0005 200 | 90 | 24 | 140 | 61 | 61 |
| BellPorc-BEmbudoDFPG-400 | B-01-21-0503-0006 400 | 110 | 28 | 170 | 91 | 91 |
| BellPorc-BEmbudoDFPG-600 | B-01-21-0503-0007 600 | 125 | 32 | 190 | 127 | 127 |
| BellPorc-BEmbudoDFPG-1000 | B-01-21-0503-0008 1000 | 150 | 38 | 210 | 127 | 127 |
| BellPorc-BEmbudoDFPG-1300 | B-01-21-0503-0009 1300 | 180 | 46 | 240 | 169 | 169 |
| BellPorc-BEmbudoDFPG-1500 | B-01-21-0503-0010 1500 | 200 | 50 | 260 | 169 | 169 |
| BellPorc-BEmbudoDFPG-5000 | B-01-21-0503-0011 5000 | 250 | 56 | 300 | 217 | 217 |
| BellPorc-BEmbudoDFPG-6500 | B-01-21-0503-0012 6500 | 300 | 68 | 350 | 271 | 271 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO