

**EMBUDO DE SEPARACIÓN, LLAVE DE PASO DE PTFE TAPÓN DE VIDRIO, FORMA CÓNICA/CUADRADA - 1000ML**



**SKU:** B-01-47-0102-0204 | **Categorías:** [Embudos de vidrio](#), [Insumos de Laboratorio](#), [Material de vidrio de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

<b>Modelo.</b>	<b>Código SKU</b>	<b>Capacidad(ml)</b>	<b>Piezas/Contenedor</b>
Bell-VidEmbSepPTFE-60	B-01-21-0102-0200	60	60
Bell-VidEmbSepPTFE-125	B-01-21-0102-0201	125	48
Bell-VidEmbSepPTFE-250	B-01-21-0102-0202	250	32
Bell-VidEmbSepPTFE-500	B-01-47-0102-0203	500	24
Bell-VidEmbSepPTFE-1000	B-01-47-0102-0204	1000	12
Bell-VidEmbSepPTFE-2000	B-01-21-0102-0205	2000	6

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO