

**EMBUDO DE SEPARACIÓN SEGÚN. SEGÚN SQUIBB, 1000 ML, CON LLAVE DE PTFE,
GRADUADO**



SKU: PG-6 71010 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [con](#), [Embudo](#), [graduado](#), [llave](#), [PTFE](#), [según](#), [separación](#), [Squibb](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EMBUDO DE SEPARACIÓN SEGÚN. SEGÚN SQUIBB, 1000 ML, CON LLAVE DE PTFE, GRADUADO

Descripción: Embudo de separación según. a Squibb

Volumen y graduación: 1000 ml.

Característica: con llave de PTFE, graduada

Característica adicional: con tope TS 29/32.

Estándar: ISO 4800

Materiales: vidrio de borosilicato, PTFE.

Tamaño: 1000

[Source link](#)

[Various Laboratory Products](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Various Laboratory Products

COTECNO